

Anticuerpo Policlonal De Conejo Lpin2 Para Western Blot Y Elisa - Q92539

Número de artículo: CM0018656

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo LPIN2 validado para Western blot y ELISA. Reacciona con LPIN2 humano y de ratón, una fosfatidato fosfatasa implicada en el metabolismo de los lípidos. Adecuado para la investigación metabólica y de enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LPIN2 pAb de Conejo
Observaciones/Alías	LPIN2; lipina 2
Especie	Humano
ID de Gen	9663
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-400 del LPIN2 humano (NP_055461.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92539
Peso Proteico	99kDa
Envío	Bolsa de hielo