

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Lrg1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q91XI1

Número de artículo: CM0026802

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra LRG1 de ratón, validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada a humano. Adecuado para la investigación de proteínas con repeticiones ricas en leucina. Las especificaciones incluyen inmunógeno recombinante y peso de 38kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	LRG1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	A2GL; lrhg; Lrg; 1300008B03Rik; 2310031E04Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	116844
GeneID	76905
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-342 de LRG1 de ratón (NP_084072.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q91XL1
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo