


Anticuerpo Policlonal De Conejo Lrp1 Para Wb, Elisa - Q07954

Número de artículo: CM0013533



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo LRP1 validado para WB y ELISA, que reacciona con LRP1 humano y de ratón, un receptor endocítico de 505 kDa crítico en el metabolismo de lípidos y la propagación de TAU. Apoya la investigación cardiovascular y en neurociencias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	pAb de Conejo LRP1
Observaciones/Alias	APR; KPA; LRP; A2MR; CD91; APOER; LRP1A; TGFBRS; IGFBP3R; IGFBP-3R; IGFBP3R1; LRP1
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	4035
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-168 de LRP1 (NP_002323.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q07954
Peso Molecular de la Proteína	505 kDa
Envío	Bolsa de hielo