

Anticuerpo Policlonado Lsmp Para Wb, Elisa - Q13449

Número de artículo: CM0015513

Introducción

Este anticuerpo policlonado de conejo contra LSAMP es adecuado para Western blot y ELISA, y detecta LSAMP de origen humano, de ratón y de rata. Es útil para investigar la guía neuronal y el desarrollo de las fibras musgosas del hipocampo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	LSAMP Rabbit pAb
Notas / Alias	LAMP; IGLON3; LSAMP
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4045
ID del gen	4045
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 219-315 de la LSAMP humana (NP_002329.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonados
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13449
Peso molecular de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo