

Anticuerpo Policlonal De Conejo Lumican (Lum) Para Wb, If/Icc, Elisa - P51884

Número de artículo: CM0027355

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Lumican (LUM) validado para WB, IF/ICC, ELISA. Específico para lumican de humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante. Adecuado para la investigación de la matriz extracelular y la córnea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Lumican (LUM) Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LDC; SLRR2D; Lumican (LUM)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4060
GeneID	4060
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51884
Peso proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo