

Pab De Conejo Contra Ly-6A/E (Sca-1) - P05533

Número de artículo: CM0022513

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra Ly-6A/E (Sca-1) de ratón, validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Ideal para investigación en activación de linfocitos T y células madre.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Ly-6A/E (Sca-1)
Observaciones/Alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1; Ly-6A/E (Sca-1)
Especie	Ratón
ID del gen	110454
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de Ly6a de ratón. (NP_034868.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P05533
Peso molecular de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo