

Pab De Conejo Contra Ly-6C Para Wb, Elisa - P0Cw02

Número de artículo: CM0019330

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Ly-6C, validado para Western blot y ELISA, dirigido contra el antígeno 6C1 de los linfocitos de ratón (proteína de membrana anclada a GPI).
Adecuado para la investigación de células inmunitarias y el desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Ly-6C
Observaciones/Alias	Ly6c; Ly-6C; Ly-6C1
Especie	Ratón
GeneID	17067 (Ratón)
Inmunógeno	Proteína recombinante de Ly-6C de ratón
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P0CW02
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo