

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Ly-6G Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35461

Número de artículo: CM0007191

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Ly-6G de alto rendimiento para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Validado en ratón, dirigido al antígeno linfocitario 6G de 14 kDa (P35461) para investigación en médula ósea e inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo Ly-6G
Observaciones/Alias	Gr1; Gr-1; Ly-6G
Especie	Ratón
GeneID	546644
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-105 del Ly-6G de ratón (NP_001297367.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P35461
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo