


Anticuerpo Policlonal De Conejo Lyar Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nx58

Número de artículo: CM0021555



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo LYAR (Q9NX58) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con Humano, Ratón, Rata. Ideal para estudiar el procesamiento del rRNA y las funciones de regulación de la transcripción de LYAR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo LYAR
Observaciones/Alias	ZLYAR; ZC2HC2; LYAR
Especie	Humano
GenelD (humano)	55646
GenelD	55646
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 10-160 de LYAR humano (NP_060286.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NX58
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo