

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Lisozima (Lyz) - P61626

Número de artículo: CM0016845



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra lisozima (LYZ), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con la lisozima C humana y de ratón, una enzima bacteriolítica. Ideal para estudiar la actividad antimicrobiana y la amiloidosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra lisozima (LYZ)
Observaciones/alias	LZM; LYZF1; lisozima (LYZ)
Especie	Humana
GeneID (humano)	4069
GeneID	4069
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la lisozima humana (lisozima (LYZ)) (NP_000230.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	P61626
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo