

Anticuerpo Policlonal De Conejo Específico Para Poliubiquitina Con Enlace M1 Para Aplicaciones De Wb, Db Y Elisa

Número de artículo: CM0000067

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la poliubiquitina específica del enlace M1, validado para western blot, dot blot y ELISA. Detecta especies humana, de ratón y de rata. Ideal para estudios de enlaces de cadenas de ubiquitina y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo específico para poliubiquitina con enlace M1
GeneID (Humano)	7314
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la poliubiquitina específica del enlace M1 humana (NP_066289.3/NP_061828.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Otros anticuerpos modificados
Aplicación	WB, DB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
Envío	Bolsa de hielo