


Anticuerpo Policlonal De Conejo Mad1/Mad1L1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6D9

Número de artículo: CM0014408



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra MAD1 humano (MAD1L1), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para la investigación del punto de control del ensamblaje del huso y la regulación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MAD1/MAD1L1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; MAD1/MAD1L1
Especie	Humano
GeneID (humano)	8379
GeneID	8379
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 360-700 de MAD1L1 humano (NP_001013859.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y6D9
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo