


Mab De Conejo Mad2B/Mad2L2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ui95

Número de artículo: CM0011920



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo MAD2B/MAD2L2 (REV7) de alta calidad para Western Blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de reparación del ADN y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo MAD2B/MAD2L2
Observaciones/Alias	REV7; FANCV; MAD2B; POLZ2; MAD2B/MAD2L2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10459
GeneID	10459
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de MAD2B/MAD2L2 humano (Q9Ui95).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Ui95
Peso de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo