

Mafb Rabbit Pab Para Wb Y Elisa - Q9Y5Q3

Número de artículo: CM0017003

Introducción

MAFB Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal dirigido al factor de transcripción MafB humano (36kDa). Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de hematopoyesis y diferenciación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAFB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	KRML; MCTO; DURS3; MAFB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9935
GeneID	9935
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9Y5Q3
Peso proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo