

Pab De Conejo Magoh - P61326

Número de artículo: CM0030058



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo MAGOH para aplicaciones WB/ELISA. Reconoce MAGOH (17 kDa) de humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre empalme de pre-ARNm, complejo de unión de exones y degradación mediada por nonsense.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PAb de conejo MAGOH
Observaciones/Alias	MAGOH1; MAGOHA; MAGOH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4116
GeneID	4116
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-146 de MAGOH humano (NP_002361.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61326
Peso proteico	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo