

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Mammaglobina A - Q13296

Número de artículo: CM0002022

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Mammaglobina A para aplicaciones de Western Blot (WB), Inmunohistoquímica (IHC-P) y ELISA. Validado con inmunógeno de proteína recombinante, reactividad cruzada humana. Ideal para investigación del cáncer de mama y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo contra Mammaglobina A
Observaciones/Alias	MGB1; UGB2; PSBP1; Mammaglobina A
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	4250
ID del Gen	4250
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-93 de la Mammaglobina A humana (Q13296).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	Q13296
Peso Molecular de la Proteína	10kDa
Envío	Bolsa de hielo