

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Man1A2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60476

Número de artículo: CM0016095

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MAN1A2 de alta calidad (UniProt O60476) validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta la mannosil-oligosacárido 1,2-alfa-manosidasa IB humana y de ratón, una enzima clave en la eliminación de residuos en N-glicanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAN1A2 Rabbit pAb
Notas / Alias	MAN1B, MAN1A2
Especie	Humana
GeneID (Humana)	10905
GeneID	10905
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-180 de la MAN1A2 humana (NP_006690.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	O60476
Peso de la proteína	73kDa
Envío	Bolsa de hielo