


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra El Receptor De Manosa/Cd206 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q61830

Número de artículo: CM0006585



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido al extremo C-terminal del receptor de manosa/CD206 (MRC1) de ratón. Validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de endocitosis de macrófagos y fagocitosis de patógenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra receptor de manosa/CD206
Observaciones/Alias	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1; Receptor de manosa/CD206
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	4360
ID de gen	17533
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q61830
Peso de la proteína	166 kDa
Envío	Bolsa de hielo