

Map2 Mab De Conejo - P11137

Número de artículo: CM0005130

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MAP2 validado para WB, IF, IHC, ELISA en humano, ratón y rata. Dirige las isoformas A, B y C de MAP2, lo que permite estudios de citoesqueleto neuronal y morfología de dendritas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAP2 mAb de conejo
Observaciones/Alias	MAP-2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	4133
ID del gen	4133
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-118 de MAP2 humano (NP_002365.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11137
Peso de la proteína	200 kDa
Envío	Bolsa de hielo