

Map7D1 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - Q3Kqu3

Número de artículo: CM0019437

Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo contra MAP7D1 detecta la proteína 1 que contiene el dominio MAP7 humana y de ratón. Validado para WB y ELISA, este anticuerpo se dirige a una proteína estabilizadora de microtúbulos implicada en la motilidad celular y el crecimiento de neuritas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAP7D1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	RPRC1; PARCC1; MAP7D1
Especie	Humana
GeneID (humano)	55700
GeneID	55700
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-460 de MAP7D1 humana (NP_060537.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón
SWISS	Q3KQU3
Peso de la proteína	93 kDa
Envío	Bolsa de hielo