


Mapre1 Rabbit Pab - Q15691

Número de artículo: CM0030779



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo MAPRE1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta MAPRE1 (EB1) humano, de ratón y de rata con inmunógeno recombinante. Proteína de 30kDa, enviada en hielo. Apoya estudios sobre la dinámica de los microtúbulos y la división celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAPRE1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EB1; MAPRE1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22919
GeneID	22919
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 134-268 de MAPRE1 humano (NP_036457.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15691
Peso proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo