

Anticuerpo Policlonal De Conejo Marcksl1 Para Wb Y Elisa - P49006

Número de artículo: CM0030080

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MARCKSL1 (proteína similar a MARCKS 1), validado para Western blot y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Útil para estudiar la regulación del citoesqueleto de actina y la migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MARCKSL1
Observaciones/Alias	F52, MLP, MRP, MLP1, MACMARCKS, MARCKSL1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	65108
ID del Gen	65108
Inmunógeno	Proteína recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-195 de MARCKSL1 humano (NP_075385.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49006
Peso Molecular de la Proteína	20kDa
Envío	Bolsa de hielo