

Mab De Conejo Contra La Triptasa De Mastocitos Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15661

Número de artículo: CM0006055

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la triptasa de mastocitos humanos (TPSAB1, Q15661), adecuado para WB, IHC-P, IP y ELISA. Presenta reacción cruzada con muestras humanas y de ratón. Validado para investigaciones sobre la desgranulación de mastocitos y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra la triptasa de mastocitos
Observaciones/Alias	TPS1; TPS2; TPSB1; TPSB2; Tryptase-2
Especie	Humana
ID del gen (humano)	7177
ID del gen	7177
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	Q15661
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo