

Mat1A Rabbit Pab - Q00266

Número de artículo: CM0030057



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MAT1A humana (44 kDa), validado para WB y ELISA, reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para el estudio de la biosíntesis de S-adenosilmetionina en el hígado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MAT1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MAT; SAMS; MATA1; SAMS1; MAT1A
Especie	Humana
GeneID (Humano)	4143
GeneID	4143
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-395 de MAT1A humana (NP_000420.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q00266
Peso proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo