


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mavs Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Z434

Número de artículo: CM0005454



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-MAVS validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para investigación en inmunidad innata. PM 57kDa. - Q7Z434.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-MAVS
Observaciones/Alias	IPS1; VISA; IPS-1; CARDIF; MAVS
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	57506
ID del gen	57506
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 121-220 de MAVS humano (NP_065797.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q7Z434
Peso molecular de la proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo