


Mbd2 Rabbit Pab - Q9Ubb5

Número de artículo: CM0020761



Introducción

MBD2 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal producido en conejo contra MBD2 humano, adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigaciones sobre la remodelación de la cromatina y el silenciamiento génico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MBD2 Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	DMTase; NY-CO-41; MBD2
Especie	Humano
GeneID (humano)	8932
GeneID	8932
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 202-411 de MBD2 humano (NP_003918.1)
Origen	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	Q9UBB5
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo