


Anticuerpo Policlonal De Conejo Mbd2 Para Wb Y Elisa - Q9Ubb5

Número de artículo: CM0017224



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la MBD2 humana, un represor transcripcional de unión a CpG metilado y componente del complejo NuRD. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humanos, ratón y rata. Ideal para estudios epigenéticos y de silenciamiento genético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MBD2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DMTasa; NY-CO-41; MBD2
Especie	Humano
GeneID	8932
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 350-411 de la MBD2 humana (NP_003918.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBB5
Peso molecular de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo