

Mbd6 Pab De Conejo Para Wb, Elisa - Q96Dn6

Número de artículo: CM0024213

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MBD6 validado para WB y ELISA, que reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para aplicaciones de investigación en epigenética y cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MBD6 pAb de conejo
Observaciones/Alias	MBD6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	114785
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 880-980 de la MBD6 humana (NP_443129.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96DN6
Peso molecular de la proteína	101kDa
Envío	Bolsa de hielo