


Mab De Conejo Contra Mccc2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hcc0

Número de artículo: CM0010687



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MCCC2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo de la leucina y del ácido isovalérico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra MCCC2
Observaciones/Alias	MCCB; MCCCbeta
Especie	Humano
GeneID (humano)	64087
GeneID	64087
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9HCC0
Peso molecular	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo