

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mcf2 Para Wb Y Elisa - P10911

Número de artículo: CM0014656

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MCF2 humano (protooncogén DBL), adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Es útil para estudiar la señalización de las GTPasas Rho y las vías oncogénicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MCF2 pAb de conejo
Observaciones/Sinónimo	DBL; ARHGEF21; MCF2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	4168
ID del gen	4168
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 872-1001 de MCF2 humano (NP_001165347.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P10911
Peso de la proteína	108 kDa
Envío	Bolsa de hielo