

Anticuerpo Policlonal De Conejo Mcl1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q07820

Número de artículo: CM0016067



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a MCL1 humano para aplicaciones de Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de apoptosis y supervivencia celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MCL1
Observaciones/Alias	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4170
GeneID	4170
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q07820
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo