

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mcl1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07820

Número de artículo: CM0013406



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-MCL1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta MCL1 humano y de ratón (37 kDa), un regulador clave de la apoptosis. Ideal para la investigación de la supervivencia celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MCL1 pAb de conejo
Observaciones/alias	TM; EAT; MCL1L; MCL1S; Mcl-1; BCL2L3; MCL1-ES; bcl2-L-3; mcl1/EAT; MCL1
Especie	Humano
GeneID (humano)	4170
GeneID	4170
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 150-250 de MCL1 humano (NP_068779.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q07820
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo