


Anticuerpo Policlonal De Conejo Mcm4 Para Wb Y Elisa - P33991

Número de artículo: CM0018054



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MCM4 humano, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada hacia humano, ratón y rata. Herramienta esencial para el estudio de la licencia de replicación del ADN y la regulación del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MCM4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NKCD; CDC21; CDC54; IMD54; NKGCD; hCdc21; P1-CDC21; MCM4
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4173
ID de Gen	4173
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P33991
Peso Proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo