


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Mcm5 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P33992

Número de artículo: CM0012622



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra MCM5 humano, un factor de licencia de replicación del ADN. Validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IP y ELISA, con reactividad cruzada en ratón y rata. Adecuado para investigación del ciclo celular y replicación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo MCM5
Observaciones/Alias	CDC46; MGORS8; P1-CDC46; MCM5
Especie	Humano
GeneID (humano)	4174
GeneID	4174
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 635-734 de MCM5 humano (P33992).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P33992
Peso Molecular de la Proteína	82kDa
Envío	Bolsa de hielo