


Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Mcm7 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P33993

Número de artículo: CM0015890



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MCM7, validado para western blot, inmunofluorescencia, inmunoprecipitación y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de la replicación del ADN y el ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra MCM7
Observaciones/Alias	MCM2; CDC47; P85MCM; P1CDC47; PNAS146; PPP1R104; P1.1-MCM3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	4176
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de MCM7 humano (NP_005907.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P33993
Peso de la proteína	81 kDa
Envío	Bolsa de hielo