


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Mda5 Para Wb, Elisa - Q9Byx4

Número de artículo: CM0004605



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra MDA5 humano (IFIH1), un sensor citoplásmico de ARN viral. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en inmunidad innata y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-MDA5
Observaciones/Alias	AGS7; Hlcd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64135
GeneID	64135
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 900-1000 de MDA5 humano (Q9BYX4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BYX4
Peso Molecular de la Proteína	25 kDa/117 kDa
Envío	Bolsa de hielo