


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Mda5 Para Wb, Ip, Elisa - Q9Byx4

Número de artículo: CM0009083



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra MDA5 (Q9BYX4) para WB, IP y ELISA. Detecta IFIH1 humano, un sensor citoplasmático de ácidos nucleicos virales. Adecuado para la investigación de la respuesta inmunitaria innata y las infecciones virales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra MDA5
Observaciones/Alias	AGS7; Hlcd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1
Especie	Humano
GeneID	64135
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-205 de IFIH1 humano (NP_071451.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9BYX4
Peso de la proteína	25 kDa / 117 kDa
Envío	Bolsa de hielo