


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Mda5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Byx4

Número de artículo: CM0017746



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra MDA5 (IFIH1), un sensor citoplasmático de ARN viral. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para investigación en inmunidad innata y antiviral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	MDA5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AGS7; Hlcd; MDA5; IMD95; MDA-5; RLR-2; IDDM19; SGMRT1; IFIH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	64135
GeneID	64135
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-205 de la IFIH1 humana (NP_071451.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BYX4
Peso de la proteína	25 kDa/117 kDa
Envío	Bolsa de hielo