

Mdh2 Conejo Pab - P40926

Número de artículo: CM0014570



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-MDH2 de alta calidad para WB y ELISA. Específico para la malato deshidrogenasa mitocondrial humana y de ratón, esencial para estudios del ciclo de TCA y del lanzadera malato-aspartato. Ideal para la investigación de trastornos metabólicos y mitocondriales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	MDH2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MDH, MOR1, DEE51, M-MDH, EIEE51, MGC:3559, MDH2
E>Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4191
ID de Gen	4191
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 59-338 de MDH2 humana (NP_005909.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P40926
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo