

Pab De Conejo Anti-Med25 - Q71Sy5

Número de artículo: CM0019723



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra MED25 humano (ARC92/p78), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigar el complejo Mediator y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo anti-MED25
Observaciones/alias	P78; ACID1; ARC92; BVSYS; PTOV2; CMT2B2; TCBAP0758; MED25
Especie	Humana
ID génico (humano)	81857
ID génico	81857
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-200 de MED25 humano (NP_112235.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q71SY5
Peso de la proteína	78 kDa
Envío	Bolsa de hielo