

Med26 Rabbit Pab Para Wb Y Elisa - O95402

Número de artículo: CM0020943



Introducción

El pAb de conejo contra MED26 es un anticuerpo policlonal generado en conejo contra la proteína MED26 humana recombinante. Detecta MED26 en humanos, ratones y ratas mediante WB y ELISA, contribuyendo a la investigación de la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra MED26
Observaciones/Alias	CRSP7; CRSP70; MED26
Especie	Humano
GenelD (humano)	9441
GenelD	9441
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 500-574 de MED26 humano (NP_004822.2).
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O95402
Peso de la proteína	65 kDa
Envío	Bolsa de hielo