

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Mef2A+Mef2C Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q06413 / Q02078

Número de artículo: CM0012635

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra MEF2A y MEF2C, validado para WB, IHC-P y ELISA en humanos y ratones. Ideal para el estudio de la diferenciación muscular, el desarrollo neuronal y la función de las células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra MEF2A+MEF2C
Observaciones/Alias	NEDHSIL; DEL5q14.3; C5DELq14.3; mef2; ADCAD1; RSRFC4; RSRFC9; MEF2A+MEF2C
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4208/4205
GeneID	4208/4205
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-473 de MEF2A+MEF2C humano (Q06413).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q06413/Q02078
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo