

Megf10 Rabbit Pab - Q96Kg7

Número de artículo: CM0015482

Introducción

MEGF10 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal dirigido contra MEGF10 humano (Q96KG7). Validado para Western blot y ELISA, detecta MEGF10 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de fagocitosis y biología muscular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	MEGF10 Rabbit pAb
Observaciones/Alías	SR-F3, EMARDD, CMYP10A, CMYP10B, MEGF10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84466
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-160 del MEGF10 humano (NP_115822.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96KG7
Peso proteico	122kDa
Envío	Bolsa de hielo