

Anticuerpo Policlonal De Conejo Mek3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46734

Número de artículo: CM0025852

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo MEK3 de alta calidad validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con MEK3 (MAP2K3) humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la señalización del estrés y la vía MAPK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo MEK3
Observaciones/Alias	MEK3; MKK3; MAPKK3; PRKMK3; SAPKK2; SAPKK-2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5606
GeneID	5606
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 de MEK3 humano (NP_659731.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46734
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo