

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Mek3/Mek6 Para Wb Y Elisa - P46734 / P52564

Número de artículo: CM0003792

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la MEK3/MEK6 humana. Validado para WB y ELISA, presenta reacción cruzada con ratón y rata. Diseñado para el estudio de vías de señalización de MAP quinasas en respuestas a estrés y citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra MEK3/MEK6
Notas/Alias	MAPKK3; MEK3; MKK3; PRKMK3; SAPKK-2; SAPKK2; MEK3/MEK6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5606/5608
GeneID	5606/5608
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 248-347 de la MEK3/MEK6 humana (P46734).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46734/P52564
Peso molecular de la proteína	39,37 kDa
Envío	Bolsa de hielo