


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Contra Menina Para Wb, Elisa - O00255

Número de artículo: CM0010504



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra Menina, validado para Western blot y ELISA. Reacciona con Menina humana, de ratón y de rata. Adecuado para investigación en biología de la cromatina y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra Menina
Observaciones/Alias	MEAI; SCG2; Menina
Especie	Humana
GeneID (humano)	4221
GeneID	4221
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 516-615 de la Menina humana (O00255).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00255
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo