

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Merlin Para Wb, Elisa - P35240

Número de artículo: CM0022620



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Merlin humano (NF2), validado para WB y ELISA. Detecta Merlin endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios de señalización Hippo, supresión tumoral y biología de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Merlin
Observaciones/Alias	ACN; SCH; BANF; merlin-1; Merlin
Especie	Humana
GenelD (humano)	4771
GenelD	4771
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 347-595 de Merlin humano (NP_000259.1)
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	P35240
Peso de la proteína	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo