

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Metap2 Para Wb, Elisa - P50579

Número de artículo: CM0008207



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo METAP2 validado para WB y ELISA. Reconoce METAP2 humano, de ratón y de rata, una aminopeptidasa de metionina crítica para la eliminación de metionina N-terminal y la regulación de la síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	METAP2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	MAP2; MNPEP; p67eIF2; METAP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10988
GeneID	10988
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 380-478 del METAP2 humano (NP_006829.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50579
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo