

Anticuerpo Policlonal De Conejo Methyl-Hp1 Gamma/Cbx3 (H175) Q13185 Para Dot Blot & Elisa

Número de artículo: CM0000222



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a la HP1 gamma/CBX3 metilada en H175, validado para dot blot y ELISA en muestras humanas. Reconoce la proteína CBX3 humana (21 kDa). Adecuado para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Methyl-HP1 gamma/CBX3-H175 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HECH; HP1-GAMMA; HP1Hs-gamma; Methyl-HP1 gamma/CBX3-H175
Especie	Humano
GeneID (humano)	11335
GeneID	11335
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-183 de la HP1 gamma/CBX3 humana (NP_009207.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Metilados
Aplicación	DB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13185
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo