

Mettl14 Conejo Pab - Q9Hce5

Número de artículo: CM0025238



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-METTL14, componente clave del complejo de metilación de ARN m6A. Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para investigación en epitranscriptómica y biología del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	METTL14 Conejo pAb
Observaciones/Alias	hMETTL14; METTL14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57721
GeneID	57721
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 del METTL14 humano (NP_066012.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HCE5
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo